

## Фильтродержатели

Предназначены для закрепления аналитических аэрозольных фильтров АФА при отборе проб воздуха и производственных газов.

Изготавливаются из полистирола.

Фильтродержатели выпускаются двух видов и обозначаются:

ИРА-10-1, ИРА-10-2, ИРА-20-1 и ИРА-20-2, где цифры 10 и 20 указывают рабочую площадь фильтра (10 или 20 см<sup>2</sup>), а цифры 1 и 2 указывают тип фильтродержателя — «открытый» или «закрытый».

В «открытых» — поверхность фильтра непосредственно соприкасается с атмосферой. Эти фильтродержатели используются при отборе проб из открытой (свободной) атмосферы или в случае размещения фильтра внутри закрытого объема.

В «закрытых» — поверхность фильтра изолирована от открытой атмосферы. Эти фильтродержатели используются вне анализируемой (контролируемой) зоны.

