

## Боксы из органического стекла 6БП1-ОС, 7БП1-ОС, 1БП1-ОС, 4БП2-ОС и т.д.

Представляют собой герметичный корпус из органического стекла. На наклонной части передней стенки расположено съемное смотровое окно, которое может служить загрузочным люком. Ниже находятся перчаточные проемы, на которых закреплены камерные перчатки. Квадратный проем в боковой стенке предназначен для крепления форкамеры, служащей для передачи предметов в камеру бокса и наоборот, не нарушая герметичности зоны. Бокс имеет систему приточно-вытяжной вентиляции, с помо-

щью узла притока и вытяжного патрубка регулируется воздухообмен и разрежение в боксе. Для контроля за разрежением служит тягонапоромер. Бокс снабжен 3-мя кранами для подвода в рабочую зону горячей и холодной воды, сжатого воздуха, бытового газа, дезактивирующих реагентов. Жидкие отходы удаляют через узел слива в воронку, вмонтированную в крышку стола и соединенную с канализацией. Твердые отходы удаляют через форкамеру.

