

Сейфы

Сейф СБ-Р-132

Габариты: 800x550x1320 мм, 220 кг

Срок службы: 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Год выпуска: 2015

Страна происхождения товара: Россия

Срок поставки каждой партии 60 дней с даты получения заявки Поставщиком на поставку Товара каждой конкретной партии.

Гарантия на поставленный Товар составляет 12 месяцев с начала ввода в эксплуатацию.

СБ-Р-132

Сейф просвинцованный 5 мм на 12 ячеек

Габариты: 800x550x1320 мм, 450 кг

Описание оборудования: Сейфы предназначены для хранения радиоактивных веществ в различных агрегатных состояниях, являются защитой от альфа, бета и гамма-излучения. Сейфы представляют собой два металлических прямоугольных шкафа, устанавливаемых один на другой. Каждый шкаф имеет внутри шесть секций с дверками и одну общую дверь с замком и устройством для опломбирования. Вредные аэрозоли удаляются из сейфа через воздухопровод, который подсоединяется к вентиляционной системе.

Срок службы: 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Использование марки свинца С2 (ГОСТ 9559-89), толщина защиты 5 мм

Год выпуска: 2015

Страна происхождения товара: Россия

СБ-Р-100

Сейф просвинцованный 5 мм на 9 ячеек

Габариты: 800x550x1000 мм, 220 кг

Сейфы предназначены для хранения радиоактивных веществ в различных агрегатных состояниях, являются защитой от альфа-, бета- и гамма-излучения.

Срок службы: 5 лет со дня ввода в эксплуатацию

Использование марки свинца С2 (ГОСТ 9559-89), толщина защиты 5 мм

Год выпуска: 2015

Страна происхождения товара: Россия

СБ-Р-33

Сейф защитный стенной

Габариты: 370x450x330 мм, 200 кг

Сейфы предназначены для хранения радиоактивных веществ в различных агрегатных состояниях, являются защитой от альфа-, бета- и гамма-излучения.

Срок службы: 5 лет со дня ввода в эксплуатацию

Использование марки свинца С2 (ГОСТ 9559-89), толщина защиты 5 мм

Год выпуска: 2015

Страна происхождения товара: Россия

